



**ORTOSINTESE**


## PRÓTESE TOTAL MODULAR NÃO CONVENCIONAL COM ROTAÇÃO *Modular Non Conventional Total Knee Prosthesis With Rotation*

1096  
1097

**Titânio**  
*Titanium*  
Ti 6AL 4V ELI  
ISO 5832-3  
ASTM F. 136

1096 JOELHO ARTICULADO ESQUERDO  
*Left Articulated Knee*

1097 JOELHO ARTICULADO DIREITO  
*Right Articulated Knee*



Sistema modular de montagem através de CONE MORSE que dispensa o envio de radiografia.  
*Modular assembly system through Morse Cone, avoiding comparison with the X-Ray*

### HASTE *Stem*

REF.	Ø mm	COMPR.mm	Length
1089/01	11		150
/02	12		155
/03	13		160
/04	14		165