





PLACA ANGULADA PARA OSTEOTOMIA EM CRIANÇAS  
*Children Osteotomy Angled Plate*



4481

**Inox**  
 Stainless Steel  
 ISO 5832-1  
 ASTM F.138



• Para uso com Parafuso Cortical de Ø 4,5 mm e Parafuso Esponjoso de Ø 6,5 mm.

• For use with Ø 4,5 mm Cortical Screw and Ø 6,5 mm Cancellous Screw.

PLACA ANGULADA PARA OSTEOTOMIA  
 Angled Plate for Osteotomy

REF.	ANG.	PLACA Plate	LÂMINA Blade
4481/03	90°	52	25
/04	90°	52	32
/05	100°	52	25
/06	100°	52	32







ORTOSINTESE

## PLACA ANGULADA PARA OSTEOTOMIA EM CRIANÇAS Children Osteotomy Angled Plate



4482

**Inox**  
Stainless Steel  
ISO 5832-1  
ASTM F.138



- Para uso com Parafuso Cortical de Ø3,5mm e Parafuso Esponjoso de Ø4mm
- For use With Ø3,5mm Cortex Screws and Ø4mm Cancellous Screws

### PLACA ANGULADA PARA OSTEOTOMIA Angled Plate For Osteotomy

REF.	ÂNGULO Angle	LÂMINA Blade	FUROS Holes
4482/02	90°	25	3
/03	90°	30	3
/04	90°	32	3
/05	90°	35	3
/06	90°	40	3
/25	90°	35	4
/26	90°	40	4
/27	90°	45	4
/28	90°	50	4
/64	90°	45	5
/63	90°	50	5